



FinnOrtho

Gesunde Füße – Schritt um Schritt



Der Schuh zum Wohlfühlen.



Modell
97700

**FinnOrtho – der Rollenschuh für besonders empfindliche Füße.
Mit Extra-Weichpolsterungen und Rollensohle für leichteres Abrollen.
Auf Wunsch mit versteifter Brandsohle!**

Schritt um Schritt zum geheilten Fuß mit FinnOrtho

189 Millionen Menschen weltweit leben mit Diabetes. Tendenz steigend. Früherkennung und Eigeninitiative können die Spätfolgen in Schach halten. Das diabetische Fußsyndrom stellt eine der am meisten gefürchteten Folgeerkrankungen des Diabetes mellitus dar. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen der Schädigung der Nerven des Fußes, welche zu schmerzlosen Druckgeschwüren führt, und der Schädigung der Blutgefäße des Fußes, welche zu Durchblutungsstörungen führt. In vielen Fällen sind beide Formen miteinander kombiniert. Im Verlauf der Erkrankung bilden sich an den Füßen Geschwüre (Ulcera), die sich ausdehnen können. Im schlimmsten Fall ist sogar eine Amputation von Teilen der Füße notwendig. Doch mit der richtigen Vorbeugung oder frühzeitigen Behandlung lässt sich meist verhindern, dass es soweit kommt. Die Behandlung eines diabetischen Fußes gehört in die Hände eines Diabetesarztes oder einer Diabetes-Fußambulanz. Hier finden Sie geschulte Fachleute, die sich mit den vielfältigen Behandlungsmöglichkeiten dieser Folgeerkrankung bestens auskennen.



FinnOrtho, aus dem Hause FinnComfort, ist der geeignete Schuh, **wenn Fußwunden wiederholt auftreten** und die Ausheilung zunehmend schwieriger wird.

Ausgestattet **mit allen komfortablen Details des FinnComfort Prophylaxe-Schuhs für empfindsame Füße**, hat der FinnOrtho **zusätzlich die speziell ausgeformte FinnComfort Abrollsohle**. Die natürliche, kraftsparende Abrollung bewirkt eine **deutliche Druckreduzierung am Fuß und regt die Durchblutung an**.



97700 Leder: SponaRind Farbe: kaffee Größe: 6 - 12
97910 mit versteifter Brandsohle



97700 Leder: SponaRind Farbe: creme Größe: 3 - 9
97910 mit versteifter Brandsohle



97700 Leder: SponaRind Farbe: schwarz Größe: 3 - 12
97910 mit versteifter Brandsohle



Naturform
Sensibler Fuß
mit Rollsohle



Antiseptisches
Textilfutter mit
Weichpolster



geklebte
Sohle

Bequemer gehen trotz diabetischem Fuß-Syndrom

Das natürliche Abrollverhalten besteht auch bei den Modellen mit **versteifter Brandsohle**. Der Fuß wird bei statischen und dynamischen Belastungen unterstützt, punktuelle **Fehlbelastungen werden verhindert** und **das Gehen bei Teilamputationen stabilisiert**.

Dieses **spezielle Weichfußbett*** ist optional mit **antiseptischer Fußbettdecke und stabiler Basis** erhältlich. So geschützt und minimal belastet, können **Wunden ausheilen und gefährliche Infektionen vermieden** werden.



Das Weichfußbett im Querschnitt

* nicht im Lieferumfang enthalten



97701 Leder: SponaRind Farbe: creme Größe: 3 - 9
97911 mit versteifter Brandsohle



97701 Leder: SponaRind Farbe: schwarz Größe: 3 - 12
97911 mit versteifter Brandsohle




97701 Leder: SponaRind Farbe: kaffee Größe: 6 - 12
97911 mit versteifter Brandsohle

Da der FinnOrtho mit versteifter Brandsohle alle Voraussetzungen eines Diabetiker-Therapieschuhs erfüllt, ist er gegen Kostenvoranschlag bei diversen Krankenkassen abrechnungsfähig.

komfortable Ausstattungsmerkmale – rundherum

Außer den bequemen Vorteilen des FinnComfort Prophylaxe-Schuhs besitzt der FinnOrtho-Schuh weitere Details, die den Fuß entlasten.



- 1. Absatzrolle** für schonendes und sanft gedämpftes Auftreten
- 2. Breite und ebene Standfläche** für ein sicheres und entspanntes Stehen
- 3. Spitzenrolle** fördert die natürliche Abrollbewegung
- 4. Anatomisch geformter, weich gepolsterter Schaft und Vorfußbereich**
schützen Zehen und Vorfuß vor Druckstellen, auch bei Aufnahme eines Weichbettes
- 5. Erhöhter hinterer Schafttrand**
reduziert das Schlupfen der Ferse auch bei stärkeren Einlagen
- 6. Beidseitig verlängerte Hinterkappe**
garantiert stabile Fersenführung
- 7. Gepolsterter Schafttrand und Lasche**
verhindern Gefahr von Druckstellen
- 8. Weite Schaftöffnung**
für einen leichten Einstieg
- 9. Nahtfrei verarbeitetes Textilfutter**
im Vorfußbereich ist antiseptisch, atmungsaktiv und leicht zu reinigen
- 10. Brandsohle** optional versteift

Modelländerungen vorbehalten.



Waldi Schuhfabrik GmbH Postfach 1653 D-97433 Haßfurt/Main Telefon 0 95 21/ 9 233 0
Telefax 0 95 21/ 9 233 233 info@finncomfort.de www.finncomfort.de

Der Schuh zum Wohlfühlen.

Ihr Fachhändler berät Sie gern: